

FICHE TECHNIQUE


Lingettes nettoyantes Xtreme

Lingettes puissantes qui nettoient en douceur pour un usage quotidien sur le lieu de travail

Nos lingettes nettoyantes haute performance fischer Xtreme relèvent parfaitement tous les défis et éliminent même les salissures tenaces grâce à leur fonction pratique 2 en 1 : le côté abrasif pour désincruster les taches et le côté lisse pour éliminer les salissures.

Description du produit

Système de nettoyage haute performance avec une face rugueuse et une face lisse pour un nettoyage des mains rapide et respectueux de la peau. Nettoie les peintures non durcies, les résines, les adhésifs, les lubrifiants, les huiles, le bitume, les encres, le charbon, le graphite et bien d'autres taches tenaces. Les lingettes nettoyantes sont enrichies de propylène glycol et de glycérine qui agissent comme des hydratants. Testées dermatologiquement pour leur compatibilité avec la peau.



Mode d'emploi

- Avant utilisation, retirer le couvercle et décoller le film protecteur.
- Tirer sur l'extrémité de la lingette la plus à l'intérieur du rouleau et l'introduire dans l'orifice du couvercle.
- Remettre le couvercle en place et l'ouvrir.
- Tirer sur la lingette de nettoyage (la déchirer au niveau de la perforation).
- Nettoyer la surface (toujours tester sur un endroit caché avant utilisation).
- Refermer hermétiquement le contenant pour maintenir l'humidité et le conserver en position verticale à température ambiante.
- Jeter la lingette usagée dans une poubelle.
- Pour de meilleurs résultats, nettoyer les taches immédiatement. Pour les taches tenaces, laisser la lingette en place pendant cinq secondes pour que le liquide de la lingette imbibe les taches.

Avantages

- Lingettes nettoyantes performantes, puissantes et dissolvant les graisses.
- Nettoyage efficace des salissures tenaces.
- Fonction 2 en 1 pratique : côté rugueux pour désincruster les taches et côté lisse pour éliminer les salissures.
- Gain de temps grâce à un nettoyage rapide sans eau ni savon.
- Sûres et douces pour les mains.
- Testées dermatologiquement.
- Facile à utiliser grâce à la boîte distributrice pratique avec distributeur de lingettes individuelles.

Propriétés	Valeur	Unité	Méthode / Remarques
	Système		
Code article	567456		Langues sur l'étiquette : EN, DE, FR, ES, IT, PT, NL, NO, SE, DK.
Couleur lingette	Orange		
Parfum	Orange		
Grammage lingette	45	g/m²	
Dimensions lingette	200x200	mm	
Dimensions contenant (L x l x h)	110x110x245	mm	
Dimensions boîte carton (L x l x h)	333x223x242	mm	
Quantité par contenant (lingettes)	100	pces	
Quantité par boîte carton (contenants)	6	pces	
Poids contenant	714	g	
Poids (net) du carton	4,284	g	
Durée de conservation non ouvert	31	mois	
Durée de conservation après ouverture	6	mois	
Test dermatologique	Fresenius Institute		
pH	5.5-6.5		

Avertissement

Si un avis médical est nécessaire, avoir l'emballage ou l'étiquette du produit à portée de main. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste, consulter un médecin.

Pour plus d'informations sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS).

Ce document contient des informations de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances.

Les conditions d'utilisation n'étant pas connues par fischer, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit.

Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.